

Sağlık DNA Testi - Test Talimatları

Lütfen tüm bilgileri dikkatli bir şekilde okuyun. Konu ile ilgili tüm bölümlerin her bir katılımcının imzalarıyla birlikte, büyük harflerle doldurulduğundan emin olmalısınız (Herhangi bir katılımcı reşit olmadığı takdirde, yasal bir ebeveyn ve ya vasi onun adına imza atmalıdır.)

TALİMATLAR

Kitinizde, toplama zarflarının içerisinde, oral swabler (pamuklu çubuklar) bulacaksınız.

Kit, önceden paketlenmiştir ve iki set swab'dan oluşmaktadır. Başlamadan önce, zarftaki tüm detayları, teslim formunda dolduruldukları şekilde doldurduğunuzdan emin olunuz.

Bir oral numune alınmadan önce en az yarım saat yiyip içmemeniz önerilir.

1. Hem swab zarfı hem de ÖRNEK TESLİM FORMU'nda istenilen tüm bilgileri (İsim, soyisim, doğum tarihi, vs.) onay imzalarıyla birlikte doldurunuz.
2. Kağıt ambalajı açın ve swableri çıkarın. Ucu pamuklu olmayan swablerin tutulması konusunda dikkatli olun. Pamuklu uca ellerinizle ve ya parmaklarınızla dokunmayın.
3. Tükürüğün yanı sıra yanak hücrelerini de topluyorsunuz, dolayısıyla swabi yanağın iç kısmına, dilin altına ve dudakların arkasına iyice sürttüğünüzden emin olun. Bu işlem, swab başına yaklaşık 10 saniye boyunca yapılmalıdır. Size tedarik edilmiş tüm swablerde bunu uygulayın. (Her bir kişi için 4 swab)
4. Pamuklu uca parmaklarınızla dokunmamaya veya herhangi bir yüzeye dokunmamaya her zaman dikkat ederek, onlara karşılık gelen renkli zarfın içine koymadan önce bir saat kadar swabin kurumasına izin verin. (İpucu olarak; Pamuklu ucu kuruyana kadar, swableri temiz bir bardağa pamuklu kısmı bardakla temas etmeden havada olacak şekilde koyabilirsiniz.) Swableri içinde tutuldukları orjinal kaplarının içerisinde KOYMAYIN! Doğrudan zarfın içine koyun.

Örnekler Nasıl Gönderilir?

Gönderenin adına sağlanan zarfın içerisine örneklerinizi ve teslim formunu da koyarak bize geri gönderin.

SONUÇLAR

Sonuçlarınız verdiğiniz e-posta adresine ve/veya teslim formundaki e-posta adresine gönderilecektir. Bu işlem ücretsizdir. Eğer posta ile bir kopyasını almak isterseniz, bir idare ücreti ödemeniz gerekeceğinden lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçiniz.

ONAY

Test için kendilerine ait oral swablerini gönderen kişilerin, kişisel bilgilerini doldurarak ve teslim formunu imzalayarak onay göstermesi önemlidir. Reşit olmamış çocuklar için yasal bir ebeveyn veya vasi imzası gereklidir. Eğer bunu yapmazsanız test sürecinde gecikmeler meydana gelecektir.